




**Notruf 144**

# DEFIBRILLATOR

Sehr geehrte Clubmitglieder/Innen

Per sofort hat der TC Steinhausen ein Defibrillator für Notfälle. Das Gerät ist aktuell links, neben dem Kühlschrank für Trinkwaren (auf Griffhöhe) platziert. Nächste Woche wird mit dem Schreiner besprochen, wo der Defibrillator zukünftig im Clubhaus für Ernstfälle zur Verfügung steht. Er wird im Eingangsbereich einsatzbereit und für alle gut zugänglich deponiert werden.



Zusätzlich wird ein Anwendungsinformationstermin im Clubhaus organisiert. Dieser wird erneut auf unserer Homepage kommuniziert werden. Für den Gebrauch des Defibrillators ist aber KEINE Instruktion notwendig. In Ernstfällen zögern jedoch manche Personen den Defibrillator zu gebrauchen, aus Angst, etwas falsch zu machen, resp. jemandem mit der Handlung zu gefährden. Der AED Zoll 3 ist kinderleicht zu bedienen und es sind eigentlich keine Fehlverhalten möglich, weil das Gerät kontinuierlich mit dem Benutzer spricht, Anweisungen gibt und die Anwendung des Nutzers sowie das körperliche Verhalten des Patienten analysiert und kontrolliert. Zögert im Notfall nicht dieses Gerät zu nutzen und helft euren Kameraden/innen. In Notlage zählt jede Minute!

Bitte nehmt euch nun 5 min Zeit für den Info-Film „Ablauf einer Reanimation mit dem AED 3“ auf folgendem Link und überzeugt euch selbst, das leicht bedienbare Gerät für den Ernstfall einzusetzen.

1. Link öffnen: <https://www.procamed.ch/products/AED/index.php?id=737>
2. Auf dem Bildschirm runter scrollen
3. Bei „Videos“ bitte „Ablauf einer Reanimation AED 3“ wählen

Wir wünschen euch allen einen unfallfreien Sommer und möge unser Defibrillator hoffentlich nie zum Einsatz kommen.

Liebe Grüsse  
Vorstand TC Steinhausen

Gut zu wissen:

- Produkteinformation zum AED Zoll 3-Gerät

<https://www.procamed.ch/documents/de/aed/aed-3/aed-zoll-aed-3-broschure-neu.PDF>